



## Тележки для перевозки больных



Иностранное унитарное предприятие  
«Мединдустрия Сервис»  
тел.: (+375 17) 504 80 12, 504 80 15  
e-mail: med@medin.by  
www.medin.by






*Каждое потерянное мгновение -  
потерянное дело, потерянная польза  
Др. Честерфилд*


ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ  
ПЕРЕВОЗКИ  
БОЛЬНЫХ



Усиленные колесные опоры большого диаметра с контактным слоем из неоставляющего следов серого полиуретана



Безопасные складные боковые ограждения



Разнообразие дополнительных аксессуаров



Комфортные матрасы

Ударопоглощающие бампера

Защитные коврики для облегчения санитарной обработки

Удобный доступ ног персонала

Простота и удобство управления

Надежные комплектующие ведущих европейских производителей

Держатель переключателя (опция)

Переключатель пациента (опция, стр. 11)

- ☑ удобная и маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты и продольных наклонов, пневматической регулировкой спинной секции
- ☑ управление доступно с обеих сторон тележки
- ☑ держатель 5-литрового кислородного баллона, подголовник (опция), столик для инъекций (опция)
- ☑ опция: держатель рентгеновской кассеты (панель тележки рентгенопрозрачная)
- ☑ держатель перекладчика (опция)
- ☑ перекладчик пациента (опция)



Эффект памяти формы  
(антипролежневый матрас)



Боковые направляющие (опция) 10x25 мм из нержавеющей стали для крепления дополнительных приборов и аксессуаров




Пятое колесо для прямолинейного движения (опция, управляется педалью)




404.100  
МЕДИН-ЭЛПИС




Матрас ..... 1950x640x80 мм  
 Безопасная рабочая нагрузка ..... 160 кг  
 Масса тележки ..... 125 кг



- ☑ легкая маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты и пневматической регулировкой наклона спинной секции
- ☑ управление доступно с обеих сторон тележки
- ☑ мягкий съемный матрас
- ☑ держатель перекладчика (опция)
- ☑ перекладчик пациента (опция)




Матрас ..... 1885x600x80 мм  
 Безопасная рабочая нагрузка ..... 150 кг  
 Масса тележки ..... 80 кг



- ☑ легкая тележка с фиксированной высотой со съёмными носилками
- ☑ все металлические поверхности изготовлены из нержавеющей стали
- ☑ съёмный матрас и подушечка
- ☑ держатель переключателя (опция)
- ☑ переключатель пациента (опция)




Матрас ..... 1915x480x30 мм  
 Безопасная рабочая нагрузка ..... 120 кг  
 Масса тележки с носилками ..... 40 кг  
 Масса носилок ..... 12 кг



- ☑ маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты
- ☑ используется в анатомических отделениях и моргах
- ☑ управление доступно с обеих сторон тележки
- ☑ наружные поверхности тележки из нержавеющей стали, удобны для санитарной обработки



Безопасная рабочая нагрузка ..... 160 кг  
 Масса тележки ..... 90 кг




## ТБПУ


тележка медицинская для умывания больных  
403.100

## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

- ☑ специализированная маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты
- ☑ незаменима при уходе за тяжелобольными и пациентами с ограниченной подвижностью
- ☑ управление доступно с обеих сторон тележки
- ☑ со всех сторон панели предусмотрены откидывающиеся и автоматически фиксирующиеся ограждения для поддержания и опускания бортов ванны, а также для удобства перекладывания пациента
- ☑ полный слив воды в дренажную систему или напольную емкость
- ☑ держатель перекладчика (опция)
- ☑ перекладчик пациента (опция)



Безопасная рабочая нагрузка ..... 120 кг  
Масса тележки ..... 95 кг



## ПЕРЕКЛАДЧИК ПАЦИЕНТА

снижает травматизм и значительно облегчает работу персонала




- ☑ современное решение проблем перекладывания пациентов с каталок, кроватей и операционных столов
- ☑ облегчает труд медицинского персонала, значительно снижает их травматизм и нагрузку на позвоночник
- ☑ создает дополнительный комфорт пациенту
- ☑ позволяет даже одному человеку производить перекладку пациента
- ☑ недорогой, легкий, компактный и удобный в эксплуатации



Две поверхности устанавливают рядом на одной высоте. Повернув пациента набок, частично подкладывают под него перекладчик. Затем пациента возвращают на спину



Далее, подталкивая пациента в области колена и плеча, перемещают его латерально, - скольжением на перекладчике



Для удобства переноски за специальные ручки перекладчик складывают пополам

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ПРОДУКЦИЯ МЕДИН  
ТАКЖЕ В КАТАЛОГАХ:



Операционные столы  
Аксессуары и комплекты  
приспособлений к  
операционным столам



Оборудование  
и мебель  
для гинекологии  
и акушерства



Медицинская  
мебель и  
общепольничное  
оборудование

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



- ☑ **Комплексную поставку:**  
медицинской мебели и оборудования,  
операционных столов,  
гинекологических и многофункциональных медицинских кресел,  
тележек для перевозки больных  
и многое другое (всего более 400 наименований изделий).
- ☑ **Европейское качество:**  
в производстве используются материалы и комплектующие от  
ведущих европейских производителей, работа предприятия  
организована по стандартам ISO.
- ☑ **Гибкость:**  
наличие собственного конструкторского бюро и современного  
производства позволяет в короткие сроки разработать или  
адаптировать изделие по запросам клиентов.
- ☑ **Доступность:**  
работа в ЕАЭС без таможенных и языковых барьеров.
- ☑ **Оперативность:**  
географическая близость к потребителям СНГ, наличие  
собственного транспорта и отдела логистики, достаточные  
производственные мощности с современным оборудованием,  
наличие складской программы позволяет в кратчайшие сроки  
реализовать заказы клиентов. Сроки поставки варьируются от 5 до  
60 дней.
- ☑ **Экономическую эффективность:**  
мы предлагаем высококачественную продукцию по разумным  
ценам. При работе с нами расходы на логистику у клиентов меньше  
ввиду географической близости.
- ☑ **Финансовую прозрачность и гарантию финансовой  
стабильности:**  
цены для российского рынка представлены в российских рублях и  
не подвержены колебаниям курсов валют и росту инфляции.
- ☑ **Удобство работы:**  
мы берем на себя доставку, монтаж, наладку, сервис.
- ☑ **Надежность и гарантию:**  
вся продукция предприятия разработана с учетом эксплуатации в  
условиях медучреждений стран СНГ. Гарантия на всю  
выпускаемую продукцию составляет 24 месяца.
- ☑ **Поддержку клиентов:**  
наши сотрудники консультируют клиентов по правильному  
подбору соответствующих моделей оборудования, а также  
помогают подготовить техническое задание и спецификации к  
конкурсам.